



— NOVINKA —

Fluorescenční testování vzorků

malých zvířat – přímo v ordinaci



Výsledek ihned k dispozici

Vestavěná tiskárna

Chytré řešení

Automatický tisk i kódování

Spolehlivost

Spolehlivější
kvantitativní výsledky

Různé testovací panely pro jedno zařízení

Uživatelsky přívětivé rozhraní

Dotyková obrazovka o úhlopříčce 7"




Specifikace	Kontrola kvality (QC)/kalibrace	Rozhraní	Paměť
295×245×100 mm	Systémová QC karta	Dotyková obrazovka 7"	100 000 výsledků
1,7 kg		Vestavěná tepelná tiskárna	
100–240 V AC, 50–60 Hz	Kapacita	USB port/Ethernet/slot na SD kartu	
	Až 12 testů za hodinu	Kompatibilita LIS/HIS	

JEDNODUCHÝ POSTUP TESTOVÁNÍ



STANDARDNÍ TESTOVACÍ režim Automatizovaný postup pro jeden test



Pipetujte vzorek
do testovací kazety




Vložením kazety do přístroje
se spustí testování



Po dokončení testu
odečtěte výsledek

RYCHLÝ TESTOVACÍ režim Vysoce výkonný postup pro více testů



Pipetujte vzorek
do testovací kazety



5 minut



Kazetu položte na stůl
a vyčkejte předepsaný
počet minut



Vložte kazetu do přístroje
a do 10 sekund se zobrazí
výsledek

FIIVet™ PARAMETRY

Proteiny akutní fáze

cCRP	fSAA
------	------

Hormony

cCOR	cTSH	cPROG
cT4	fT4	
cT3	fT3	
cFT4	fFT4	
cFT3	fFT3	

Infekční onemocnění

CPV-Ag	CDV-Ag	
CCV-Ag	FPV-Ag	
FCV-Ag	FHV-Ag	
FCoV-Ag	CPV-Ag/CCV-Ag	

Pankreatitida

cPL	fPL
-----	-----

Kardiovaskulární biomarkery

cNT-proBNP	fTnl	cD-Dimer
fNT-proBNP	cTnl	fD-Dimer

Jiné

cHBA1c	fHBA1c
--------	--------

Titř protilátek

CPV-Ab	CDV-Ab	
FPV-Ab	FCV-Ab	
FHV-Ab	TOXO Ab	
CPV Ab/CDV Ab/CAV Ab		
FPV Ab/FCV Ab/FHV Ab		



Cymedica CZ, a.s., Pod Nádražím 308, 268 01 Hořovice, CZ,
Tel.: +420 311 706 211, info@cymedica.cz, www.cymedica.com